

Diario del paciente




Instrucciones para el paciente

El propósito de este estudio de pH es controlar la frecuencia y la duración del reflujo gástrico durante un día normal. Para obtener los resultados más precisos posible, debe comer, beber, trabajar y hacer ejercicio como lo haría normalmente.

NO tome ningún medicamento antiácido o antirreflujo durante la realización del estudio a menos que su médico así se lo indique. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con su médico.

Registro de eventos

Los eventos son actividades como comer, dormir y de otros tipos con una duración determinada. Registre un evento en la hoja del diario del paciente indicando el tipo de evento y anotando las horas de inicio y de fin del evento (utilice la hora que se muestra en el registrador Bravo). Los eventos comer o dormir también se pueden registrar automáticamente pulsando el botón de evento correspondiente en el registrador Bravo.

| | | |
|---|--------|--|
|  | Comer | incluido lo que coma entre horas |
|  | Dormir | incluido cuando se tumba a descansar |
|  | Otros | incluidos deportes y otras actividades |

Para registrar otros tipos de eventos use el Diario del paciente (página siguiente).

Registro de síntomas

Los síntomas incluyen dolor de pecho, tos y acidez. Registre un síntoma en el Diario del paciente indicando el tipo de síntoma y anotando la hora en que se produce el síntoma (utilice la hora que se muestra en el registrador Bravo). Un síntoma también se puede registrar automáticamente pulsando el botón de síntoma correspondiente en el registrador Bravo.

| Botón de Síntoma | Ícono de Síntoma |
|---|--|
|  |  Dolor de Pecho |
|  |  Regurgitación |
|  |  Reflujo |

Colocación del registrador cuando se está tumbado

o dejárselo puesto. Si decide quitárselo, colóquelo en una superficie estable a la altura del pecho y a una distancia a la que pueda llegar con solo estirar el brazo, con la pantalla hacia arriba y los botones de síntomas hacia usted.



Registrador fuera de alcance

Si el registrador Bravo está demasiado lejos de la cápsula Bravo y la recepción es débil, sonará un pitido durante 30 segundos y en la pantalla parpadeará la indicación **1** o **2** para indicar que se ha interrumpido la comunicación. Acérquese el registrador hasta que el pitido se detenga y la indicación **1** o **2** reaparece.






Notas del Médico:

Diario del paciente

Nombre del Paciente: _____ Día: _____

Hora de Inicio: _____ Hora de Fin: _____






Registrador: _____ ID Cápsula: _____

| Dia del evento | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Circule am o pm | | am pm | am pm | am pm | am pm | am pm | am pm | am pm | am pm | am pm | am pm |
|  | Inicio de comida | | | | | | | | | | |
| | Fin de comida | | | | | | | | | | |
|  | Inicio de supino | | | | | | | | | | |
| | Fin de supino | | | | | | | | | | |
|  | Dolor de pecho | | | | | | | | | | |
|  | Tos | | | | | | | | | | |
|  | Acidez | | | | | | | | | | |
| Otros | | | | | | | | | | | |
| Comentarios | | | | | | | | | | | |






Por favor, registre datos adicionales en la siguiente página.

Consulte siempre la hora mostrada en el registrador antes de anotarla en el campo Hora del evento.

Registro de evento en el registrador Bravo

| | |
|---|--|
|    | Pulse cualquiera de los tres Botones de síntoma (dolor de pecho, tos, acidez) una vez para cada evento individual. |
|  | Pulse el Botón Comida una vez al inicio de la comida y otra vez al final de la misma. Entre las dos pulsaciones, el indicador LED del botón parpadeará hasta que se vuelva a pulsar el botón para indicar el fin del evento. |
|  | Pulse el Botón Supino una vez al tumbarse y otra vez cuando se levante. Entre las dos pulsaciones, el indicador LED del botón parpadeará hasta que se vuelva a pulsar el botón para indicar el fin del evento. |

- Todas las funciones de los botones están operativas únicamente cuando la retroiluminación está activa. Si está apagada, al pulsar cualquiera de los botones operativos del registrador se activará primero la retroiluminación, no la función propia del botón. Pulse el botón deseado cuando la retroiluminación está encendida en para activar la función deseada.
- El indicador luminoso verde se enciende durante 3 segundos y se oye un pitido (si se ha activado la función de alerta sonora). Esto le indica que el síntoma ha sido registrado.

| Dia del evento | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Circule am o pm | | am pm | am pm | am pm | am pm | am pm | am pm | am pm | am pm | am pm |
|  | Inicio de comida | | | | | | | | | |
| | Fin de comida | | | | | | | | | |
|  | Inicio de supino | | | | | | | | | |
| | Fin de supino | | | | | | | | | |
|  | Dolor de pecho | | | | | | | | | |
|  | Tos | | | | | | | | | |
|  | Acidez | | | | | | | | | |

Otros

Comentarios

Devuelva el diario y el registrador a:

Lugar: _____ Día: _____ Hora: _____

Si tiene algun problema o pregunta durante el estudio, llama: _____

Medtronic

[medtronic.com/gi](https://www.medtronic.com/gi)